



## EXERCICES

- Mesure de la période d'oscillation  $T$  en fonction de la composante efficace  $g_{\text{eff}}$  de l'accélération de la pesanteur.
- Mesure de la période d'oscillation  $T$  à différentes longueurs de pendule  $L$ .

## OBJECTIF

Mesure de la période d'oscillation d'un pendule en fonction de la composante efficace de l'accélération de la pesanteur

## RESUME

La période d'oscillation d'un pendule est augmentée par l'inclinaison de son axe de rotation, car la composante efficace de l'accélération de la pesanteur est alors réduite.

## DISPOSITIFS NECESSAIRES

Nombre	Appareil	Référence
1	Pendule g variable	1000755
1	Support de barrière photoélectrique pour pendule	1000756
1	Barrière photoélectrique	1000563
1	Compteur numérique (230 V, 50/60 Hz)	1001033 ou
	Compteur numérique (115 V, 50/60 Hz)	1001032
1	Socle pour statif, trépied, 150 mm	1002835
1	Tige statif, 470 mm	1002934

# 2

## GENERALITES

La période d'oscillation d'un pendule mathématique est déterminée par la longueur du pendule  $L$  et l'accélération de la pesanteur  $g$ . On peut démontrer l'influence de l'accélération de la pesanteur en inclinant l'axe de rotation autour duquel oscille le pendule.

Lorsque l'axe de rotation est incliné, la composante  $g_{\text{par}}$  qui est parallèle à l'axe de rotation, de l'accélération de la pesanteur  $g$  est compensée par le support de l'axe de rotation (cf. Fig.1). La composante efficace restante  $g_{\text{eff}}$  s'élève à :

$$(1) \quad g_{\text{eff}} = g \cdot \cos \alpha$$

$\alpha$ : Angle d'inclinaison de l'axe de rotation par rapport à la verticale

Après la déviation du pendule d'un angle  $\varphi$  de sa position au repos, il s'exerce sur la masse accrochée  $m$  une force de rappel

$$(2) \quad F = -m \cdot g_{\text{eff}} \cdot \sin \varphi$$

Aussi, pour de petites déviations, l'équation du mouvement pendulaire est la suivante :

$$(3) \quad m \cdot L \cdot \ddot{\varphi} + m \cdot g_{\text{eff}} \cdot \varphi = 0$$

Le pendule oscille ainsi à la fréquence angulaire suivante :

$$(4) \quad \omega = \sqrt{\frac{g_{\text{eff}}}{L}}$$

## EVALUATION

L'équation (4) permet de déterminer la période d'oscillation du pendule

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g_{\text{eff}}}}$$

La période d'oscillation est donc plus courte lorsque le pendule est raccourci et plus longue lorsque la composante efficace de l'accélération de la pesanteur est réduite.




Fig. 1 Pendule gravitationnel variable (représentation schématique)




Fig. 2 Période d'oscillation d'un pendule en fonction de la composante efficace de l'accélération de la pesanteur  
Tracé obtenu pour  $L = 30$  cm