



1019639 | P95

3bscientific.com

회음절개 및 봉합 트레이너

회음절개 및 봉합 트레이너



소개

본 제품으로 분만 손상의 회음절개 및 봉합에 관한 전문적인 처치 연습을 할 수 있습니다. 본 제품은 부드러운 생식기 인서트를 포함하고 있으며, 여러 차례 절개 및 봉합실습할 수 있도록 고안되었습니다. 전문적인 상처관리(봉합 술기) 연습을 통해 조산사 및 산부인과 의사의 술기 향상에 도움이 될 것입니다.

구성품

실리콘 인서트
받침대
스탠드



기능

회음절개 트레이너의 실리콘 인서트는 개별적인 절개(정중외음절개, 중외측외음절개, 외측회음절개)가 가능하도록 만들어졌습니다. 항문은 완전히 절개 가능하며 주변의 근육조직(외항문괄약근, 가로표피회음근, 구해면체근)를 촉진할 수 있습니다.

필요한 경우, 외음부 및 음순을 찢을 수도 있으며 이러한 분만 손상을 봉합 술기로 처치할 수 있습니다. 근육과 피부층을 개별적으로 혹은 동시에 봉합해 볼 수 있으며, 절개 및 봉합을 여러차례 해 볼수 있습니다. 이러한 술기를 반복하여 수행할 때는 봉합사를 유의하여 제거해야 합니다.(가위 또는 외과용 칼, 핀셋 이용)



조립

회음절개 및 봉합 시뮬레이터의 설치

- 실리콘 인서트가 안정적으로 고정되도록 흰색 플라스틱 받침대에 끼웁니다. 받침대 바닥에는 미끄럼방지 패드가 부착되어 있습니다.
- 실리콘 인서트가 손상되지 않도록 주의하여 조립해 주십시오.
- 3발이 스탠드를 펼칩니다.
- 각을 이루고 있는 받침 부분을 바닥에 두고 제품이 거치되는 기둥을 세워 주십시오.
- 실습자가 원하는 각도에 맞추어 제품을 스탠드에 장착합니다.



Figure 1: 회음절개 시뮬레이터와 받침대



Figure 2: 회음절개 시뮬레이터를 받침대에 부착



Figure 3: 회음절개 시뮬레이터의 받침대 및 스탠드



Figure 4: 회음절개 시뮬레이터를 스탠드에 장착

세척

세척 및 관리

시뮬레이터의 표면을 청결히 하고 싶으시면 젖은 헝겊으로 닦아주십시오. 완전히 건조한 후 보관 하십시오.

기술적 정보

제품 수치:

시뮬레이터 (높이 x 넓이 x 깊이): 6 x 13 x 21 cm

전체 제품(높이 x 넓이 x 깊이): 8 x 25 x 17 cm

무게: 약. 0.8 kg

운용 조건

운용 온도: -10°C to +40°C

보관 온도: -20 °C to +60 °C

제품 리스트

XP95-001 / 1019640 회음절개 트레이너의 부속품 세트

XP95-002 / 1019641 회음절개 트레이너의 부속품 세트(5세트)

추가 구성품:

XP95-003 / 1020767 회음절개 및 봉합 트레이너 봉합 세트
(봉합사, 니들홀더, 가위, 핀셋, 스카펠 홀더, 외과용 칼)



3B Scientific

A worldwide group of companies

06734서울특별시 서초구 서운로 18, 4층

쓰리비싸이언티픽코리아(주)

전화. 02)523-3834 팩스. 0303-3440-3835

홈페이지 : <http://www.3bscientific.kr>, <http://3bs.kr/>

이메일 : info@3bs.kr

© Copyright 2016 for instruction manual and design of
product: 3B Scientific GmbH, Germany