

**1020592 | P100**

[3bscientific.com](http://3bscientific.com)

Exerciseur pour soins des plaies et techniques de pansement

# EXERCISEUR POUR SOINS DES PLAIES ET TECHNIQUES DE PANSEMENT



## Introduction


Vous avez acheté un exerciceur pour soins des plaies et techniques de pansement qui vous permettra de faire des démonstrations et d'organiser des exercices en vue de soigner correctement les plaies et d'apprendre à faire des pansements. Cet exerciceur dispose de 13 emplacements de plaies qui peuvent être étudiés et soignés en conséquence. Il est possible de s'y entraîner aux normes (par exemple d'hygiène) dans le cadre d'un traitement professionnel des plaies lors d'une formation de soignants et dans l'activité clinique quotidienne et ainsi de s'améliorer.

## Articles fournis

Torse avec 13 emplacements de plaies  
Sac de transport

## Fonctions

Cet exerciceur de soin des plaies et de techniques de pansement illustre les interventions chirurgicales et les lésions corporelles suivantes :



Les plaies et systèmes de drainage représentés peuvent être évalués professionnellement et soignés en conséquence. Les soins des plaies peuvent être faits avec des produits du commerce, ce qui donne un entraînement réaliste. Du fait de la structure souple du matériau utilisé, on peut s'exercer dans des conditions réalistes à la pose et au changement des pansements.

## Nettoyage et entretien

Les surfaces du simulateur peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. Les éventuels résidus de pansements peuvent être éliminés avec un produit usuel d'enlèvement des pansements. Avant de le ranger, veillez à ce que l'exerciceur soit complètement sec.

## Données techniques

Dimensions :  
Simulateur (HxIxP) : 23 x 46 x 77 cm  
Poids : environ 4,3 kg  
Conditions de fonctionnement :  
Température d'utilisation : -10 °C à +40°C  
Température de stockage : -20 °C à +40°C



**3B Scientific**

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH • Customer Service Medical  
Rudorffweg 8 • 21031 Hamburg • Germany  
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100  
3bscientific.com • info@3bscientific.com

© Copyright 2016 for instruction manual and design of  
product: 3B Scientific GmbH, Germany