



#### Retour sur la RCP par le BASICBilly+ :

- Profondeur de compression
- Taux de compression
- Relâchement complet de la poitrine
- Volume de ventilation approprié
- Temps de repos



## FORMATION À LA RCP **BASICBilly+**

Le nouveau mannequin BASICBilly+ de Basic Life Support est désormais accompagné d'un **retour d'information direct sur la RCP Kit** de mise à niveau qui permet aux étudiants et aux instructeurs de former efficacement à la RCP grâce à la gratuité, des applications mobiles précises et conviviales, optimisées par **heartisense®**.

Ce mannequin de haute qualité et économique, **conforme à la norme AHA**, est une solution complète pour la formation, surveiller, analyser et faire un compte rendu des performances de la RCP. Le mannequin se connecte à l'application à l'aide d'une forte connexion Bluetooth fiable ; il n'est pas nécessaire de configurer un réseau sans fil.

L'application Instructeur fournit une **analyse détaillée des performances de jusqu'à 6 mannequins simultanément**, tandis que l'application Étudiant permet aux étudiants de voir et suivre directement leurs performances en matière de RCP.

## ➤ LE MANNEQUIN D'ENTRAÎNEMENT DE RCP ÉCONOMIQUE ET FIABLE : AHA CONFORME À LA RÉTROACTION DIRECTE



**L'application intuitive**  
de retour Étudiant suit et  
analyse l'amélioration des  
performances



Les résultats des étudiants  
peuvent être enregistrés et  
offrent une fonctionnalité  
complète de débriefing



**L'application Instructeur**  
suit jusqu'à 6 étudiants  
simultanément

### Fonctionnalités de l'application de RCP (avec kit de mise à niveau) :

- Fournit une note globale et indique les points à améliorer pendant la RCP
- Retour direct (en temps réel) et sous forme de bilan de la RCP pour les étudiants
- Enregistrement des résultats des étudiants pour examen
- Exportation ou partage des résultats/du certificat des étudiants sous forme de fichier PD
- L'écran de l'instructeur peut suivre jusqu'à 6 mannequins simultanément
- L'instructeur peut utiliser l'analyse de la RCP pour réaliser un débriefing détaillé
- Basculement facile entre le mode de formation traditionnelle à la RCP et le mode « compression uniquement »



### BASICBilly+

inclut le simulateur de formation  
et le kit de mise à niveau\*

Peau plus claire : 8000951

Peau plus foncée : 8000953



### Vous possédez déjà un simulateur BASICBilly ?

Achetez uniquement le kit de mise à niveau pour équiper votre mannequin des fonctionnalités de retour direct requises par l'American Heart Association (AHA). Le matériel du kit de mise à niveau de l'ensemble des simulateurs de réanimation de base BASICBilly est facile à installer et les applications peuvent être téléchargées depuis votre App Store.

### Contenu du colis à la livraison du kit de mise à niveau pour BASICBilly+ :

- Kit complémentaire avec capteur de ventilation fixé
- Sachet pulmonaire avec support pour capteur de ventilation
- Autocollants pour identification couleur
- Guide d'installation
- nécessite 2 piles « AA », non fournies

1022626



DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES EN LIGNE À L'ADRESSE 3BSCIENTIFIC.COM



France 3B Scientific S.A.R.L. • 8, Rue Jean Monnet, Z.I. Parc 3 • 68870 Bartenheim • France  
3bscientific.fr • Phone : 03.89.7075.20 • Fax : 03.89.70.75.21 • E-mail : commande@3bscientific.com